

KIT DE FILTRATION

PROTOCOLE DE FILTRATION IN SITU



1 KIT = 1 FILTRE-SERINGUE
ASSOCIÉS À 1-3 FLACON(S)

1 RINCER LE SEAU

- Rincer le seau 3 fois avec l'eau à analyser.
- Remplir ensuite le seau avec l'eau à analyser.



2 RINCER LA SERINGUE

- Remplir la seringue, puis la vider 3 fois.
- Rejeter l'eau à distance de la zone de prélèvement.



3 PRÉPARER LE FILTRE

- Remplir complètement la seringue (dépasser légèrement la graduation).
- Visser le filtre 0,45 µm sur la seringue.



4 RINCER LE FILTRE

- Faire passer quelques gouttes d'eau à travers le filtre avant la filtration.



5 REMPLIR LE(S) FLACON(S)

- Filtrer l'eau directement dans le flacon.
- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour remplir le flacon (ex: 3 fois pour une seringue de 20 mL).
- Si l'écoulement devient difficile, remplacer le filtre puis le rincer de nouveau.



6 IDENTIFIER ET CONSERVER

- Inscrire la lettre "F" sur le bouchon de chaque flacon.
- Dès le prélèvement effectué, stocker les flacons dans une enceinte réfrigérée.



3 FLACONS NÉCESSITANT UNE FILTRATION IN SITU



Mercure dissous



Métaux, TH,
Silice dissous



PO₄, NH₄, NO₂, Anions,
(Cl, SO₄, NO₃, F)



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

AVEC
STABILISANT

SANS
STABILISANT

APPRO-FT02 V01

RAPPELS IMPORTANTS



Se laver ou se désinfecter
les mains.



Ne pas toucher l'intérieur
du filtre ni des flacons.



Éliminer les filtres usagés



Merci de retourner les filtres
non usagés.